

Store at / Conservar entre: +2+8°C.

Presentation / Presentación:
Cod. IT210 CONT: 1 x 2 mL.

Procedure / Procedimiento

Quantitative determination of plasma protein.

Only for *in vitro* use in clinical laboratory (IVD)

CHARACTERISTICS OF PRODUCT

The PROT CAL is a liquid serum from human origin containing protein concentrations suitable to calibrate determinations of the constituents listed below by immunoturbidimetry method.

REAGENTS COMPOSITION

PROT-CAL

Calibrator. Human serum. Sodium azide 0.95 g/L.

Concentrations of the constituents are stated on the list below.

PRECAUTIONS

Components from human origin have been tested and found negative for the presence of HBsAg, HCV and antibody to HIV (1/2). However handle cautiously as potentially infectious.

STORAGE AND STABILITY

The calibrator is stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C and contaminations are prevented during their use. Do not use reagents over the expiration date.

Opened vials, stable for 30 days at 2-8°C.

CALIBRATION

The concentration values of the Calibrator are traceable to Standard Reference Material CRM 470/RPPHS (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM) (all constituents except antithrombin III)

PROCEDURE

To be used in immunoturbidimetric assays.

Determinación cuantitativa de proteínas plasmáticas

Solo para uso *in vitro* en laboratorio clínico. (IVD)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El PROT CAL es un suero líquido de origen humano que contiene concentraciones de proteínas adecuadas para la calibración de determinaciones de proteínas plasmáticas mediante métodos inmunoturbidimétricos.

COMPOSICIÓN DEL REACTIVO

PROT-CAL

Calibrador. Suero humano. Azida sódica 0,95 g/L.

La concentración de los componentes viene indicada en la lista de la parte inferior de la hoja.

PRECAUCIONES

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs, HCV y para el anti-HIV (1/2). Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

El calibrador es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase cuando se mantiene el vial bien cerrado a 2-8°C, y se evita la contaminación durante su uso. No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad.

Una vez abierto, el vial es estable 30 días a 2-8°C.

CALIBRACIÓN

Los valores de concentración del calibrador son trazables al Standard Reference Material CRM 470/RPPHS (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM) (todos los constituyentes excepto la antitrombina III).

PROCEDIMIENTO

Se utiliza en ensayos inmunoturbidimétricos.

LOT.



PROTEINS / PROTEÍNAS	METHOD / METODO	CONCENTRATION / CONCENTRACION (mg/dL)
α_1 -antitrypsin / α_1 -antitripsina	Immunoturbidimetry / Inmunoturbidimetría	
α_1 -ac. glycoprotein / α_1 -glicoproteína ácida		
α_2 -macroglobulin / α_2 -macroglobulina		
Antithrombin III / Antitrombina III		
C3		
C4		
Ceruloplasmin / Ceruloplasmina		
Haptoglobin / Haptoglobina		
IgA		
IgG		
IgM		
Prealbumin / Prealbúmina		
Transferrin / Transferrina		



CHEMELEX, S.A.
Pol. Ind. Can Castells. C / Industria 113, Nave J
08420 Canovelles - BARCELONA -
Tel- 34 93 849 17 35 Fax- 34 93 846 78 75

CHEMELEX, S.A.

Pol. Ind. Can Castells
C/ Industria 113, Nave J
08420 - CANOVELLES (Barcelona)
Tel- 34 93 849 17 35
Fax- 34 93 846 78 75

GPLBITDTT21
Rev. 3 - 30/04/19