

# Reactivos GPL

Barcelona, España



-LABTROL H NORMAL-  
-LABTROL H  
PATHOLOGICAL-

CONTROL "H" NORMAL  
/NORMAL  
CONTROL "H" PATHOLOGICAL  
/PATOLÓGICO

Store at : +2+8°C.  
Conservar entre: +2+8°C.

Presentation / Presentación:  
Cod. QC003 Control Human Normal 4 x 5  
Cod. QC004 Control Human Pathological 4 x 5

## Procedure / Procedimiento

**Serum control multicomponent for clinical chemistry assays.**

**Only for in vitro use in clinical laboratory (IVD)**

### CHARACTERISTICS OF PRODUCT

Human lyophilized serum.  
With most constituent concentrations and activities in the normal or pathologic range.

IS INTENDED FOR CONTROL OF ACCURACY FOR USE WITH  
MANUAL AND AUTOMATED ANALYTICAL PROCEDURES.

### REAGENTS COMPOSITION

Human serum. Enzymes (human, bovine and porcine). Nonprotein constituents and bacteriostatic agents. The concentration / activities of the components are lot-specific. The exact values and ranges valid for reagents are given informational purpose in the value sheet.

### PRECAUTIONS

The individual units comprising lot or lots of components from human origin, have been tested for HBsAg and antibodies to HIV and HCV found negative / non-reactive by an FDA approved test. However, handle cautiously as potentially infectious. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical device. Wear suitable gloves and eye/face protection. In case of an accident, seek medical device immediately and show this container or label.

### REAGENT PREPARATION AND STABILITY

- Using Class A volumetric pipette, carefully add the exact amount of distilled or deionized water as specified on the vial label to the control material.
- Swirl the vial gently and allow to stand at room temperature for 5 to 10 minutes.
- Swirl content until homogeneous. DO NOT VORTEX. Remove the sample required for testing.

Improper handling and/or storage of the control can affect results. Inaccurate reconstitution of the control and errors in assay technique can cause erroneous results.

The Control serum is stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C and contaminations are prevented during their use.

Do not use reagents over the expiration date or if there is visible evidence of microbial growth. Store tightly capped when not use.

- After reconstitution is stable for:  
At 15°C to 25°C: 12 hours (\*8 hours Bilirubin Total; 4 hours Bilirubin Direct, ACP and ALP).  
At 2-8°C: 5 days (\*24 hours Bilirubin Total, Bilirubin Direct, ACP and ALT).  
At -15°C to -25°C: 1 month (\*2 weeks Bilirubin Total, Bilirubin Direct, ACP and ALP).
- Alkaline phosphatase may increase in activity with time.

### BIBLIOGRAPHY

1. Council Directive (2000/54EC). Official Journal of the European Communities No. L262 from Oct. 17th, 2000.
2. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) Education Division, Expert Panel of Quantities and Units: A Protocol for the Conversion of Clinical Laboratory data, Journal of Automatic Chemistry Vol.11, No.5 (Sept-Oct 1989), pp.223-226

**Suero Control multiparamétrico para ensayos en química clínica.**

**Solo para uso in vitro en laboratorio clínico. (IVD)**

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suero humano liofilizado.  
Con concentraciones y actividad en el intervalo normal o patológico.

SIRVE PARA CONTROLAR LA EXACTITUD O LA PRECISIÓN DE LAS  
TÉCNICAS TANTO MANUALES COMO AUTOMATIZADAS.

### COMPOSICIÓN DEL REACTIVO

Suero humano. Enzimas (humanas, bovinas y porcinas). Constituyentes no proteicos y agentes bacteriostáticos. La concentración / actividad de los componentes son específicos de cada lote. Los valores de cada parámetro están incluidos en la Hoja de Valores de cada lote.

### PRECAUCIONES

Las unidades individuales que forman el lote o lotes de los componentes de origen humano han resultado ser negativos / no reactivos para el HBsAg y anticuerpos anti HIV y HCV en test aprobados por la FDA. Sin embargo, se deben manipular con precaución como potencialmente infecciosos. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y consultar con un médico. Usar guantes adecuados y protección para los ojos / cara. En caso de accidente, consultar con un médico de inmediato y mostrar este envase o etiqueta.

### PREPARACIÓN Y ESTABILIDAD DEL REACTIVO

- Utilizar una pipeta volumétrica Clase A, añadir cuidadosamente la cantidad exacta de agua destilada o desionizada según lo especificado en la etiqueta del vial al material de control.
- Invertir el vial suavemente y dejar reposar a temperatura ambiente durante 5 a 10 minutos.
- Invertir el contenido hasta homogeneizarlos. NO UTILIZAR VORTEX. Retirar la muestra requerida para la prueba.

El uso y/o almacenamiento inadecuado del control puede afectar los resultados. La reconstitución inexacta del control y los errores en la técnica de ensayo pueden causar resultados erróneos.

El Suero control es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase cuando se mantiene el vial bien cerrado a 2-8°C, y se evita la contaminación durante su uso.

No utilizar reactivos que hayan sobrepasado la fecha de caducidad o con signos evidentes de contaminación microbiana. Conservar los viales bien cerrados después de su uso.

- Después de la reconstitución del vial, es estable:  
De 15°C a 25°C: 12 horas (\*8 horas Bilirrubina total; 4 horas de Bilirrubina directa, ACP y ALP).  
De 2 a 8°C: 5 días (\*24 horas Bilirrubina total, Bilirrubina directa, ACP y ALT).  
De -15°C a -25°C: 1 mes (\*2 semanas Bilirrubina total, Bilirrubina directa, ACP y ALP).
- La fosfatasa alcalina puede aumentar su actividad con el tiempo.

### BIBLIOGRAFÍA

1. Council Directive (2000/54EC). Official Journal of the European Communities No. L262 from Oct. 17th, 2000.
2. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) Education Division, Expert Panel of Quantities and Units: A Protocol for the Conversion of Clinical Laboratory data, Journal of Automatic Chemistry Vol.11, No.5 (Sept-Oct 1989), pp.223-226



CHEMELEX, S.A.  
Pol. Ind. Can Castells. C / Industria 113, Nave J  
08420 Canovelles -BARCELONA- Tel- 34 93 849 17 35 Fax- 34 93 846 78 75

CHEMELEX, S.A.  
Pol. Ind. Can Castells  
C/ Industria 113, Nave J  
08420 - CANOVELLES (Barcelona)  
Tel- 34 93 849 17 35  
Fax- 34 93 846 78 75

GPLBCDTT05  
Rev.5 - 13/01/21